



Ortezy kolan POD K8 v2

Cena	3 047,94 zł
Cena poprzednia	3 749,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	K8013_169
Kod EAN	815742013184
Producent	POD Active

Opis produktu

Ortezy kolanowe POD K8 v2

Ortezy mają przede wszystkim chronić staw kolanowy. Każdy kto chociaż raz w życiu miał uraz kolana wie ile kosztuje i trwa leczenie takiej kontuzji. Wiele naszych klientów dopiero po kontuzji zaczyna myśleć o tego typu ochraniaczach kolan. W motocrossie, enduro lub ekstremalnej jeździe na rowerze bardzo łatwo o uszkodzenia i skręcenie stawu kolanowego a co za tym idzie uszkodzenia więzadeł.

Oczywiście ortezy można stosować nie tylko w wyżej wymienionych sportach. Wielu sportowców używa ortezy na kolano w narciarstwie a nawet sportach wodnych. Ortezy stosuje się również w leczeniu i rehabilitacji po kontuzjach kolana. Mimo swojej niemałej ceny przy trochę odważniejszych "wybrykach" warto zastanowić się nad zakupem ortezy a nie zwykłych tańszych ochraniaczy kolan.

Ortez POD K8 używają czołowi zawodnicy tacy jak np: Taddy Błazusiak, Jonny Walker, Marc Coma, Andrew Short, Trey Canard, Tommy Searle, Mitch Smith (narciarstwo).

Zalety ortezy POD K8:

WYZNACZAMY NOWE STANDARDY

Nowa orteza K8 niesie ze sobą wytrzymałość włókna węglowego, maksimum komfortu, niezawodność i najwyższą wydajność dla doświadczonych sportowców, którzy szukają czegoś więcej niż po prostu ortezy na kolano.

REGULOWANE ŚCIĄGACZE

Dopasowanie do każdej nogi przez adaptację ruchów mięśni

FORMOWANA RAMA Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Niezerównana siła optymalnie rozkłada ciężar

Wiodące na rynku 5 lat gwarancji.

ZWIĘKSZONA OCHRONA

Certyfikowane CE ochraniacze zapewniające pełną protekcję przed uderzeniami wszelkiego rodzaju.

NOWE ZAWIASY HUMAN MOTION®

Opatentowany system Synthetic Ligament™ porusza się tak naturalnie, że staje się wręcz nie do wyczucia

Kontrola zgięcia w skali 20° - 5°


QUICK-LOC READY

Zatrzaski szybkiego montażu i paski z cienką wyściółką

LUKSUSOWE WNĘTRZE

Zwiększony komfort przez większą chłonność.

STANDARDY I CERTYFIKATY




Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L , XL

Tabela rozmiarów

Dobór rozmiaru ortozy kolanowej POD K8

W celu dobrego dopasowania ortez trzeba zmierzyć obwód i szerokość stawu kolanowego jak na zdjęciach poniżej.



Następnie jak już znamy te dwie wartości wybrać rozmiar według tabeli dla ortez K8.

K-SERIES SIZE CHART

9 FRAMES & 8 BRACE SIZES ENSURE YOUR KNEE IS SECURE

SIZE		YOUTH	YOUTH TALL /X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE	2X-LARGE
By Knee Width	(inches)	3.46 – 3.70"	3.70 – 4.01"	4.01 – 4.25"	4.25 – 4.48"	4.48 – 4.72"	4.72 – 5.00"	5.00 – 5.27"
	(mm)	88 – 94 mm	94 – 102 mm	102 – 108 mm	108 – 114 mm	114 – 120 mm	120 – 127 mm	127 – 134 mm
By Knee Circumference	(inches)	10.80 – 11.60"	11.60 – 12.60"	12.6 – 13.40"	13.40 – 14.10"	14.10 – 14.80"	14.80 – 15.80"	15.80 – 16.80"
	(mm)	275 – 295 mm	295 – 320 mm	320 – 340 mm	340 – 360 mm	360 – 380 mm	380 – 402 mm	402 – 420 mm

K8
K4
K1
KX

	SM	MD	LG	XL	
	XS/SM		MD/LG		XL/2X
	Y/YT				
	Y/YT/XS/SM		MD/LG		XL/2X